














Geräte Temperaturen und Höhe

Gerät	Lagerungstemperatur	Betriebstemperatur	Höhe	Luftfeuchtigkeit	Lagerung Streifen	
					Temperatur	Feuchtigkeit
Accu-Chek Aviva 	-25° bis 70° C	Siehe Streifen: 8° bis 44° C	KA	Siehe Streifen1: 10-90%	2°-30° C	10-90%
Accu-Chek Mobile 	Ohne Batterien -25° bis 70°C Mit Batterien -10° bis 50° C > 50°C können Batterien auslaufen	10° bis 40° C	KA	15-85 %	2° -30° C	Trockener Platz
Accu-Chek Guide 	-25° bis 70° C	Siehe Streifen		Siehe Streifen1: 10-90 %	4° -30° C	10-90%
Contour next 	KA	5° bis 45° C	6301 M	10-93 %	0-30° C	KA
Contour next one 	KA	5° bis 45° C	KA	10-93 %	0-30° C	
Freestyle Libre 	-20° bis 60° C	10° bis 45° C	-361 M bis 3048 M	10-90 %	4° -30° C	KA
Glucomen LX plus 	5° bis 46° C	5° bis 45° C	KA	10-90 %	4° -30° C	KA
GlucoMen Areo 	-20° bis 50° C	5° bis 45° C	KA	20-90 %	4° -30° C	20-90%
Health Pro X1 	KA	10° bis 40° C	bis 3000 M	10-90 %	2° -30° C	10-90%
Unio 	-10° bis 60° C	6° bis 44° C	bis 3048 M	<90 %	4° -30° C	<90%
VerioIQ 	KA	6° bis 44° C Ladetemperatur 0° -50° C	bis 3048 M	KA	5°-30° C	Trockener Ort

KA = keine Angaben:

Quelle: Bedienungsanleitungen der Geräte und Teststreifen